

# DATENBLATT

<b>Code</b>	BIO-3373-010
<b>Brief Description</b>	Komplettverpackung für UN3373 mit Schutzbeutel 95kPa und Zubehör
<b>Presse</b>	UN3373 Biological Substance, Category B
<b>Vorausgesetzt</b>	Zusammengebaut
<b>Willigt</b>	P650 ADR, P650 RID, P650 ADN, P650 IMDG, P.I. 650 IATA
<b>Zulassung</b>	Verpackung geprüft und zertifiziert gemäß Verpackungsanleitung P650 und P.I. 650
<b>Konforme</b>	Entspricht dem Rundschreiben Nr. 3 vom 8. Mai 2003 des Gesundheitsministeriums für den Transport von <b>Covid-19</b> -Tupfern.
<b>Größe äußere</b>	250x200x29h mm
<b>Größe innere</b>	Schutzbeutel 150x180h mm
<b>Herkunftsland</b>	Italien
<b>Paket</b>	36 Klappen pro Packung



## Inhalt

95 kPa getestet von + 40 ° C bis + 55 ° C (Sekundärbeutel), Zwischenlage (Polstermaterial), 1 Saugrohrhalter mit 6 Schlitzen (250 ml Absorption), Sicherheitssiegel, äußere Kartonverpackung mit der Aufschrift UN3373 - Biologische Stoffe, Kategorie B, Anweisungen auf der Rückseite der Umverpackung. [Verpackung für den Versand von Covid-19-Tupfern \(Coronavirus\)](#)

## Beschreibung

Für den Versand von biologischen Stoffen der Kategorie B müssen Verpackungen verwendet werden, die gemäß den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter geprüft und zertifiziert wurden. Italien hat einige Richtlinien für den Versand von biologischen Produkten oder besser biologischen Substanzen der Kategorie B festgelegt, die im Rundschreiben n. 3 aufgeführt sind, veröffentlicht am 8. Mai 2003 vom Gesundheitsministerium. Dieses Dokument ist jedoch veraltet, da es nicht mit einigen Anforderungen übereinstimmt, die durch die neuen Vorschriften eingeführt wurden.

Unsere, im Kit enthaltenen, BIO-3373-010-Verpackungen sind gemäß den Verpackungsanweisungen **P650 ADR, P650 RID, P650 ADN, P650 IMDG, P.I. 650 IATA** und daher für jede Art von Sendung geeignet. Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten, um ohne Risiko versendet zu werden.

Diese Verpackung wurde getestet und zertifiziert, um nicht mehr als 2 Beutel mit 95 kPa (Referenz BIO-210-SB) zu enthalten. Der eventuelle zweite Beutel und sein Halter für saugfähige Fläschchen (BIO-807-SB) können separat erworben werden.

Mit dem Kauf der Produkte steht ein Prüfbericht zur Verfügung. Dem Bericht zufolge wurde die Verpackung auf verschiedene Primärbehälter (Reagenzgläser, Flaschen, Fläschchen, Eppendorf usw.) getestet, von denen einige aus Kunststoff und einige aus Glas bestehen.

Richtige Verpackung für den Versand von Tupfern für Covid-19 (Coronavirus).