



## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	BIO-3373-020
<b>Descrizione breve</b>	Imballaggio completo per UN3373 con busta 95kPa + accessori
<b>Stampa</b>	UN3373 Biological Substance, Category B
<b>Fornite</b>	Assemblate
<b>Conforme</b>	P650 ADR, P650 RID, P650 ADN, P650 IMDG, P.I. 650 IATA
<b>Certificazione</b>	Testato e certificato in accordo con P650 e P.I. 650
<b>Conforme</b>	Circolare n.3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute per trasporto tamponi <b>Covid-19</b>
<b>Dimensioni esterne</b>	285x185x45h mm
<b>Dimensioni interne</b>	busta 150x180h mm
<b>Paese di origine</b>	Italia
<b>Confezione</b>	da 24 pezzi



### Contenuto

Imballaggio secondario (busta) certificato 95 kPa da -40°C a +55°C, interposizione (materiale di imbottitura), 1 portaprovette assorbente da 6 posti (assorbimento 250 ml), etichetta chiudipacco per sigillo, imballaggio esterno in cartone marcato UN3373 - Biological substance, Category B, istruzioni stampate sul retro dell'imballaggio esterno.  
[Imballaggio idoneo per spedizione tamponi Covid-19 \(Coronavirus\)](#)

### Descrizione

Per la spedizione di Materie biologiche, Categoria B sono necessari degli imballaggi testati e certificati secondo i regolamenti per la spedizione delle merci pericolose. L'Italia ha stilato delle linee guida per la spedizione di prodotti biologici o meglio di Materia biologica, categoria B che sono presenti nella Circolare n.3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute. Tale circolare è però obsoleta per quanto concerne alcune richieste introdotte dai nuovi regolamenti.

I nostri imballaggi BIO-3373-020 forniti in kit sono stati testati e certificati secondo le istruzioni di imballaggio **P650 ADR, P650 RID, P650 ADN, P650 IMDG, P.I. 650 IATA** e pertanto sono idonei per qualsiasi modalità di spedizione. I kit comprendono tutti i componenti necessari per spedire senza rischi.

Questo imballaggio è stato testato e certificato per contenere massimo 2 buste certificate 95 kPa (codice BIO-210-SB). L'eventuale seconda busta ed il relativo portaprovette assorbente (BIO-807-SB) sono acquistabili separatamente.

Con l'acquisto dei prodotti è disponibile un test report in cui viene specificato che l'imballaggio è stato testato per differenti recipienti primari (provette, bottiglie, vials, eppendorf, ..) siano essi in plastica oppure in vetro.

[Imballaggio idoneo per spedizione tamponi Covid-19 \(Coronavirus\)](#)